

Autres fonctions

D'autres fonctionnalités en cours de mise au point seront automatiquement disponibles sur les dispositifs installés dans le courant du premier semestre 2018. En effet les capteurs d'indicateurs de données de santé installés sur la montre permettront prochainement d'avoir des informations de suivi médical comme :

- Analyse de l'activité
- Température
- Fréquence cardiaque
- Saturation en oxygène

Traitement des informations

Les données sont ensuite traitées par des algorithmes de détection d'anomalies développés en partenariat avec des gériatres.

Qui est Life Plus ?

Life Plus est une société Française créée en 2015, qui développe des technologies de prévention. Elle propose une solution de prévention et d'assistance pour les jeunes de plus de 65 ans.

Pour plus d'informations : sales@lifepius.io

La solution d'assistance pour les résidences de service et EHPAD



-  Détection de chute
-  Bouton d'alarme
-  Géolocalisation en cas d'alerte
-  Sortie de périmètre
-  Suivi d'activité
-  Remontée d'alerte
-  Application centrale

La solution qui facilite la mission de votre personnel et assure la sécurité de vos clients

www.lifepius.io

Life Plus

La solution du Bien Vieillir

Life Plus

Garder un oeil ouvert 24/24

La solution est composée :



D'une montre fabriquée en France équipée de capteurs santé.

De capteurs installés discrètement dans l'établissement par nos soins, qui permettent une localisation de l'alerte.

D'un portail de gestion des montres installées dans l'établissement.

Installation facile, ne nécessitant pas de travaux dans l'établissement

En effet, pas besoin de wifi ou d'installer un réseau dans votre établissement les montres communiquent de façon autonome grâce au réseau LoRa/Sigfox.

Un de vos résidents est en difficulté ?



Le résident presse le bouton SOS de sa montre 3 secondes, une alerte est automatiquement envoyée.

Un de vos résidents a fait une chute ?



En cas de chute, la fonction SOS est déclenchée automatiquement.

Gestion des alertes

Alerte
recue



Les alertes sont directement envoyées par SMS sur le portable de l'infirmière d'astreinte. Cette alerte est également visible sur le portail de gestion des alertes généralement installé sur le PC des infirmières.

Où se trouve le résident en difficulté ?



Les alertes sont géolocalisées dans l'établissement. L'information précise sur la localisation du résident est envoyée sur le SMS d'alerte à l'infirmière d'astreinte qui peut intervenir rapidement.

Console de surveillance



Une application de surveillance est disponible sur l'ordinateur des infirmières.