



# Life Plus

La solution qui facilite la mission de  
votre personnel et assure la sécurité de vos  
clients.




# LA SOLUTION

La solution Life Plus est composée :

- D'une montre connectée



- D'une console de surveillance



- De capteurs



**Installation facile, pas de wifi et ne nécessitant pas de travaux dans l'établissement.**



# LA MONTRE CONNECTÉE



Détection de chute



Bouton d'alarme



Géolocalisation en cas d'alerte



Sortie de périmètre



Suivi d'activité




Remontée d'alerte

La montre connectée sert à collecter les données sur la personne et à générer les alarmes.



# LES CAPTEURS

Des capteurs installés discrètement dans l'établissement par nos soins, permettent une localisation de l'alerte. L'installation de ces capteurs ne nécessite aucun câblage.





# REMONTÉE D'ALERTE

## Un de vos résidents est en difficulté ?



Le résident presse le bouton SOS de sa montre 3 secondes, une alerte est automatiquement envoyée.

## Un de vos résidents à fait une chute ?



En cas de chute, la fonction SOS est déclenchée automatiquement

## Gestion des alertes




Les alertes sont directement envoyées par SMS sur le portable de l'infirmière d'astreinte. Cette alerte est également visible sur le portail de gestion des alertes généralement installé sur le PC des infirmières



# GARDER UN ŒIL OUVERT 24/24

## Console de surveillance



Un tableau de surveillance est disponible sur l'ordinateur des infirmières. Il permet de vérifier si la montre est portée, que le niveau de batterie est suffisant et à gérer les alertes.

## Où se trouve le résident en difficulté ?



L'alerte est géo localisée et l'information sur la localisation du résident est envoyée sur le SMS d'alerte à l'infirmière.



# FONCTIONNALITÉS À VENIR


D'autres fonctionnalités sont en cours de mise en point et seront disponibles dans le courant du 2<sup>ème</sup> trimestre 2018. Ces fonctionnalités permettront d'avoir des informations sur les constantes physiologiques comme :

Analyse de l'activité

Température corporelle

Fréquence cardiaque

Saturation en oxygène



Merci de votre attention

Pour tout renseignement complémentaire

[evy@lifeplus.io](mailto:evy@lifeplus.io)